

## CAMPIONI DA PRELEVARE ED INVIARE AL CESME

### Equidi

#### **Animale vivo**

- sangue intero in EDTA,
- sangue intero senza anticoagulante per la ricerca di anticorpi specifici,
- liquido cefalorachidiano.

#### **Animale morto**

- encefalo e midollo spinale,
- cuore,
- milza.

### Uccelli

#### **Animale vivo**

- sangue intero in EDTA,
- sangue intero senza anticoagulante per la ricerca di anticorpi specifici,
- tamponi oro-faringei e cloacali.

#### **Animale morto**

- cervello,
- cuore,
- rene,
- milza.